

	<b>DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON FORMU</b> <i>DIGITAL LIBRARY REVISION FORM</i>	REF NO. <i>REF NO.</i>	KP.12-F.12
		YAYIN TARİHİ <i>EDIT. DATE</i>	24.07.2020
		REV. NO. <i>REV. NO.</i>	000
		REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	
		SAYFA NO. <i>PAGE NO.</i>	1/1

Değişiklik Yayın Numarası: <i>Changing Request Form No</i>	DKF-04		
Kütüphane Adı: <i>Library Name</i>	Revizyon Numarası : <i>Revision Number</i>	Revizyon Tarihi : <i>Revision Date</i>	
<b>3Shape</b>	Rev.01	15.01.2021	
Değişiklik Nedeni <i>Changing Reason</i>	<p>NucleOSS ürün grubuna yeni eklenen Slimex implantlara ait CAD-CAM TiBaseler ve yeni T6 multi unit dayanaklara ait Multi Unit TiBase ve Multi unit üstü dijital dosyaları eklenmiştir.</p> <p>Slimex dijital analog ve yeni T6 multi unit dijital analoglara ait dijital model dosyaları eklenmiştir.</p> <p><i>Slimex CAD-CAD TiBases, new T6 Multi Unit TiBases and T6 Multi Unit digital library files have been added.</i></p> <p><i>Slimex digital analog and nex T6 Multi unit digital analog digital model files have been added.</i></p>		
Değişiklik Görseli <i>Changing Image</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nucleoss Ti-Base_abut...</p> <p>Nucleoss_mua_tibase</p> <p>Nucleoss_T0_32033 m...</p> <p>Nucleoss_New T6/TS MU</p> <p>Nucleoss_New T6/TS ...</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Slimex CAD-CAM TiBases :</p> <p>TS 42012</p> <p>TS 42013</p> <p>TS 42014</p> <p>TS 42015</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nucleoss Ti-Base_abut...</p> <p>Nucleoss_mua_tibase</p> <p>Nucleoss_T0_32033 m...</p> <p>Nucleoss_New T6/TS MU</p> <p>Nucleoss_New T6/TS ...</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>TS_42012</p> <p>TS_42013</p> <p>TS_42014</p> <p>TS_42015</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Slimex Dijital Analog :</p> <p>TS 32209</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>T6 32813_NoHex</p> <p>T6 32814_Hex</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>T6 Yeni MU_NoHex</p> <p>T6 Yeni MU_Hex</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>New T6 Multi Unit TiBases :</p> <p>T6 32813 (NoHex)</p> <p>T6 32814 (hex)</p> <p>New T6 Multi Unit :</p> <p>T6 32037 (T6 Yeni MU_NoHex)</p> <p>T6 32038 (T6 Yeni MU_Hex)</p> <p>New T6 Digital Analog :</p> <p>T6 32210</p> </div>		
Yapılan Değişiklik <i>Changing</i>	Yeni dosyalar eklendi. <i>New files have been added.</i>		
Değişikliği Yapan: <i>Notified of changes by</i>	Tolga BIÇAK	Değişikliği Onaylayan: <i>Approved by</i>	Arda YALAMAÇ
Değişiklik Tarihi <i>Changes date</i>	15.01.2021	Değişiklik Bildirim Tarihi <i>Notified of changes date</i>	15.01.2021