
	DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON FORMU <i>DIGITAL LIBRARY REVISION FORM</i>	REF NO. <i>REF NO.</i>	KP.12-F.12
		YAYIN TARİHİ <i>EDIT. DATE</i>	24.07.2020
		REV. NO. <i>REV. NO.</i>	000
		REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	
		SAYFA NO. <i>PAGE NO.</i>	1/1

Değişiklik Yayın Numarası: <i>Changing Request Form No</i>	DKF-06		
Kütüphane Adı: <i>Library Name</i>	Revizyon Numarası : <i>Revision Number</i>	Revizyon Tarihi : <i>Revision Date</i>	
EXOCAD	Rev.03	03.03.2021	
Değişiklik Nedeni <i>Changing Reason</i>	T6 32204 kodlu T6 dijital analog anti rotasyon düzlüğü ile T6 TiBase anti rotasyon düzlüğü paralellik sağlamıyor. <i>Antirootation flat surface of T6 32204 coded T6 digital analog is not parallel to the antirotation flat surface of T6 TiBases.</i>		
Değişiklik Görseli <i>Changing Image</i>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Hatalı konumlandırma görseli <i>Incorrect positioning image</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> a – Antirootation flat surface of T6 32204 Digital Analog b - Antirootation flat surface of T6 TiBases </div>		
Yapılan Değişiklik <i>Changing</i>	Kütüphane dosyasındaki hata tespit edildi. Düzeltmeler yapıldı. Sorun çözüldü. <i>Errorin the library has been detected. Corrections were made and problem solved.</i>		
Değişikliği Yapan: <i>Notified of changes by</i>	Tolga BIÇAK	Değişikliği Onaylayan: <i>Approved by</i>	Arda YALAMAÇ
Değişiklik Tarihi <i>Changes date</i>	03.03.2021	Değişiklik Bildirim Tarihi <i>Notified of changes date</i>	03.03.2021