





	DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON FORMU <i>DIGITAL LIBRARY REVISION FORM</i>	REF NO. <i>REF. NO.</i>	KP.12-F.12
		YAYIN TARİHİ <i>EDIT. DATE</i>	24.07.2020
		REV. NO. <i>REV. NO.</i>	000
		REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	
		SAYFA NO. <i>PAGE NO.</i>	1/1

Değişiklik Yayın Numarası: <i>Changing Request Form No</i>	DKF-07
---	--------

Kütüphane Adı: <i>Library Name</i>	Revizyon Numarası : <i>Revision Number</i>	Revizyon Tarihi : <i>Revision Date</i>
EXOCAD	Rev.04	29.07.2021

Değişiklik Nedeni <i>Changing Reason</i>	<p>1 - T6 TiBaselerde bulunan düz yüzeylerin aralıkları arttırıldı. 2 - Slimex ve Yeni T6 multi unit dayanaklarda kullanılan T6 32813 ve T6 32814 kodlu TiBaselerin 2 mm kısaltılması durumunda kullanılacak dosyalar eklendi.</p> <p><i>1 - Increased spacing of flat surfaces on T6 TiBases. 2 - Added files to be used if T6 32813 and T6 32814 coded TiBases used in Slimex and New T6 multi unit abutments are shortened by 2 mm.</i></p>
---	--

Değişiklik Görseli <i>Changing Image</i>	<p>1 - Eski Versiyon / <i>Old Version</i> Yeni Versiyon / <i>New Version</i></p> <p style="text-align: center;">x mm >x mm</p>  <p>2 - Library / Implant Types / Subtypes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nucleoss - New T6/TS MU - TiBase <ul style="list-style-type: none"> T6 32037_NoHex T6 32038_Hex T6 32813_NoHex T6 32814_Hex T6 32813_NoHex_Short T6 32814_Hex_Short <p style="text-align: right;">Yeni eklenen kısa MU TiBase dosyaları / Newly added Short MU TiBase Files</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>T6 32814_Hex_Short</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>T6 32813_NoHex_Short</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>T6 32814_Hex_Short</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>T6 32814_Hex</p>  <p>2 mm daha kısa / Shorter by 2 mm</p> </div> </div>
---	--

	DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON FORMU <i>DIGITAL LIBRARY REVISION FORM</i>	REF NO. <i>REF NO.</i>	KP.12-F.12
		YAYIN TARİHİ <i>EDIT. DATE</i>	24.07.2020
		REV. NO. <i>REV. NO.</i>	000
		REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	
		SAYFA NO. <i>PAGE NO.</i>	2/1

Yapılan Değişiklik <i>Changing</i>	Kütüphane dosyalarında iyileştirme yapıldı. Yeni dosyalar eklendi. <i>The library files have been upgraded. New files have been added.</i>		
Değişikliği Yapan: <i>Notified of changes by</i>	Tolga BIÇAK	Değişikliği Onaylayan: <i>Approved by</i>	Arda YALAMAÇ
Değişiklik Tarihi <i>Changes date</i>	29.07.2021	Değişiklik Bildirim Tarihi <i>Notified of changes date</i>	29.07.2021