

	<b>DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON FORMU</b> <i>DIGITAL LIBRARY REVISION FORM</i>	REF NO. <i>REF NO.</i>	KP.12-F.12
		YAYIN TARİHİ <i>EDIT. DATE</i>	24.07.2020
		REV. NO. <i>REV. NO.</i>	000
		REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	
		SAYFA NO. <i>PAGE NO.</i>	1/1

Değişiklik Yayın Numarası: <i>Changing Request Form No</i>	DKF-08		
Kütüphane Adı: <i>Library Name</i>	Revizyon Numarası : <i>Revision Number</i>	Revizyon Tarihi : <i>Revision Date</i>	
<b>3Shape</b>	Rev.02	15.03.2021	
Değişiklik Nedeni <i>Changing Reason</i>	Slimex ve yeni T6 multi unit dayanaklara ait T6 32813 ve T6 32814 kodlu Multi Unit TiBaselerin 2 mm kısaltılmış kütüphane dosyaları eklenmiştir. <i>The library files of T6 32813 and T6 32814 coded Multi Unit Tibases that are shortened by 2 mm have been added</i>		
Değişiklik Görseli <i>Changing Image</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nucleoss Ti-Base_abut...</p> <p>Nucleoss_mua_tibase</p> <p>Nucleoss_T0_32033 m...</p> <p>Nucleoss_New T6/TS MU</p> <p>Nucleoss_New T6/TS ...</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>T6 32814_Hex</p> <p>T6 32813_NoHex_Sh...</p> <p>T6 32814_Hex_Short</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nucleoss_New T6/TS MU TiBase : T6 32813_NoHex_Short T6 32814_Hex_Short</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>T6 32814_Hex_Short</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>T6 32814_Hex</p>  </div> </div> <p style="text-align: center; color: red;">2 mm daha kısa / Shorter by 2 mm</p> </div>		
Yapılan Değişiklik <i>Changing</i>	Yeni dosyalar eklendi. <i>New files have been added.</i>		
Değişikliği Yapan: <i>Notified of changes by</i>	Tolga BIÇAK	Değişikliği Onaylayan: <i>Approved by</i>	Arda YALAMAÇ
Değişiklik Tarihi <i>Changes date</i>	30.07.2021	Değişiklik Bildirim Tarihi <i>Notified of changes date</i>	30.07.2021